



INFUUSTHERAPIE PIJN EN SEDATIE

Een handig overzicht van onze infuuspompen en startpakketten

Inhoud

Startpakketten

Pijn en sedatie

pagina 3

Bereide medicatie

Palliatieve
medicatiecassettes
op naam van patient

pagina 4

Een overzicht

De meest gebruikte
infuuspompen

pagina 5

Samenstelling startpakketten

Pijn en sedatie

pagina 9



MEDIQ Tefa

Om infuustherapie op een gemakkelijke en efficiënte wijze naar huis te brengen, hebben wij hard gewerkt aan de vormgeving van de startpakketten. In dit document vindt u een handig overzicht van onze infuuspompen, medicatie en de voorverpakte startpakketten per therapievorm. In al onze voorverpakte startpakketten vindt u veilige naalden in navolging van de Europese richtlijnen.



Startpakketten pijn en sedatie

Wilt u de samenstelling van het startpakket weten, klik dan op het startpakketnummer.

Wanneer u op een pomp klikt, vindt u de specificaties van deze pomp.



Startpakketten pijn en sedatie	Bereide medicatie	Cadd Solis Vip	Cadd Legacy PCA	T34L PCA	T34L Standaard
Subcutaan cassette	Morfine Dormicum	2002452	2002452		
Subcutaan infuuszak		2002453	2002453		
Subcutaan spuit				2002455	2002455
Epiduraal cassette	Morfine Dormicum	2001938	2001938		
Epiduraal infuuszak		2002170	2002170		

Vraag nu een startpakket aan via  [Extranet](#) of  [Download](#) het aanvraagformulier



Palliatieve medicatiecassettes

Voor de start van de infuustherapie kunt u bij ons alles in een keer aanvragen: een infuuspomp, het bijbehorend startpakket en de bereide medicatiecassettes op patiëntnaam.

Wij bieden 2 dienstverleningsconcepten:

1. U heeft infuuspompen en startpakketten van Mediq Tefa op voorraad liggen. U vraagt via dit [aanvraagformulier](#) ↓ de bereide medicatiecassettes op patiëntnaam aan via onze bereidingsapotheek. Deze worden binnen 4 uur (spoedlevering) tot 24 uur (gewone levering) geleverd op het door u aangegeven adres en het afgesproken tijdstip.
2. U heeft geen infuuspompen en bijbehorende startpakketten op voorraad liggen. U vraagt het totaalpakket rechtstreeks via het [aanvraagformulier](#) ↓ bij Mediq Tefa aan. In het totaalpakket zit de infuuspomp, het bijbehorende startpakket en de bereide medicatiecassettes op patiëntnaam.

Volg voor het aanvragen van beide dienstverleningsconcepten altijd de volgende stappen:



Aanvraagformulier invullen en verzenden naar Mediq Tefa



Bel de bereidingsapotheek via **085 902 3880** voor aanvraag bereide medicatiecassettes



E-mail het recept naar de bereidingsapotheek **add@ezorg.nl** of fax **085 902 3972**



Telefonische afstemming door bereidingsapotheek met thuiszorg indien gewenst



Levering bereide medicatiecassettes op aangegeven adres en afgesproken tijdstip



Bij levering ontvangt u informatie over onze dienstverlening, neem dit goed door

De meest gebruikte infuuspompen



Cadd Legacy PCA



Productinformatie

Mobiele infuuspomp inclusief tas

Toedieningsvorm:

- Subcutaan
- Perifeer

Toediening medicatie via:

- Cassette
- Infuuszak

Doseringshoeveelheid:

- 50ml cassette
- 100ml cassette
- 250ml cassette

Doseringsfrequentie

- Bolus
- Continue ml/uur

Stroomvoorziening

- Verwisselbare batterij:
alkaline batterij type AA Ir6 1,5v
- Netstroom

Pompgewicht:

- 383 gram

Alarmpuncties

- Batterij/accu is leeg
- Infusie gereed pomp start
- Lucht in de lijn
- Occlusiedruk
- Reservoir leeg
- Systeemfout



[Link](#) naar handleiding



De meest gebruikte infuuspompen

Cadd Solis
Vip



Productinformatie

Mobiele infuuspomp inclusief tas

Toedieningsvorm:

- Subcutaan
- Perifeer
- Epiduraal

Toediening medicatie via:

- Cassette
- Infuuszak

Doseringshoeveelheid

- 50ml cassette
- 100ml cassette
- 250ml cassette

Doseringsfrequentie

- Bolus
- Continue ml/uur
- Intermitterend
- PCA

Stroomvoorziening:

- Verwisselbare accu
- Netstroom

Pompgewicht:

- 595 gram

Alarmpuncties

- Batterij/accu is leeg
- Infusie gereed pomp start
- Lucht in de lijn
- Occlusiedruk
- Reservoir leeg
- Systeemfout



[Link](#) naar handleiding

De meest gebruikte infuuspompen



T34L
PCA

Productinformatie



Mobiele infuuspomp inclusief tas

Toedieningsvorm:

- Subcutaan
- Perifeer
- Epiduraal

Toediening medicatie via:

- Spuit

Doseringshoeveelheid

- 10ml spuit
- 20ml spuit
- 30ml spuit
- 50ml spuit

Doseringsfrequentie

- Bolus
- Continue ml/uur
- PCA

Stroomvoorziening

- Netstroom

Pompgewicht:

400 gram



[Link](#) naar handleiding

De meest gebruikte infuuspompen



T34L
Standaard



Productinformatie

Mobiele infuuspomp inclusief tas

Toedieningsvorm:

- Subcutaan
- Perifeer
- Epiduraal

Toedieningsvorm:

- Spuit

Doseringshoeveelheid

- 10ml spuit
- 20ml spuit
- 30ml spuit
- 50ml spuit

Doseringsfrequentie

- Continu ml/uur

Stroomvoorziening

- Netstroom

Pompgewicht:

400 gram



[Link](#) naar handleiding

Pijn en sedatie



Onze startpakketten zijn met zorg samengesteld en geschikt voor 3 dagen therapie.

Infuusstartpakket **2002452**

Toedieningsvorm:	subcutaan
Toediening medicatie via:	cassette
Infuuspomp:	Cadd Legacy PCA Cadd Legacy Solis

Inhoud startpakket	Aantal
Transparante handfolies	2 stuks
Verlenglijnen	2 stuks
Steriele gazen	8 stuks
Veiligheidscatheters subcutaan met y-adapter	2 stuks
Non-woven fixatietape	1 stuk
Alcoholdoekjes	4 stuks
Afsluitdopjes	2 stuks
Naaldencontainer	1 stuk

Vraag nu dit startpakket aan via [Extranet](#) of [Download](#) het aanvraagformulier

Pijn en sedatie



Onze startpakketten zijn met zorg samengesteld en geschikt voor 3 dagen therapie.

Infuusstartpakket **2002453**

Toedieningsvorm:	subcutaan
Toediening medicatie via:	infuuszak
Infuuspomp:	Cadd Legacy PCA Cadd Legacy Solis

Inhoud startpakket	Aantal
Transparante handfolies	2 stuks
Infuusset	1 stuk
Steriele gazen	8 stuks
Veiligheidscatheters subcutaan met y-adapter	2 stuks
Non-woven fixatietape	1 stuk
Alcoholdoekjes	4 stuks
Afsluitdopjes	2 stuks
Naaldencontainer	1 stuk

Vraag nu dit startpakket aan via



[Extranet](#) of





[Download](#) het aanvraagformulier

Pijn en sedatie



Onze startpakketten zijn met zorg samengesteld en geschikt voor 3 dagen therapie.

Infuusstartpakket **2002455**

Toedieningsvorm:	subcutaan
Toediening medicatie via:	spuit
Infuuspomp:	 T34L PCA  T34L Standaard

Inhoud startpakket	Aantal
Transparante handfolies	2 stuks
Verlenglijnen	2 stuk
Steriele gazen	8 stuks
Veiligheidscatheters subcutaan met y-adapter	2 stuks
Non-woven fixatietape	1 stuk
Alcoholdoekjes	4 stuks
Afsluitdopjes	2 stuks
Opzuignaalden met filterstomp	5 stuks
Luerlock spuiten 50/60 ml	5 stuks
Naaldencontainer	1 stuk

Vraag nu dit startpakket aan via



[Extranet](#) of





[Download](#) het aanvraagformulier

Pijn en sedatie



Onze startpakketten zijn met zorg samengesteld en geschikt voor 3 dagen therapie.

Infuusstartpakket **2001938**

Toedieningsvorm:	epiduraal
Toediening medicatie via:	cassette
Infuuspomp:	 Cadd Legacy PCA  Cadd Legacy Solis

Inhoud startpakket	Aantal
Transparante folie 12 x 12 cm	2 stuks
Verlenglijnen	1 stuk
Steriele gazen	10 stuks
Non-woven fixatie tape	1 stuk
Alcohol 100 ml	1 stuk
Perifix conn braun 20-24 Fee	1 stuk
Perifix filter pads	1 stuk
Epidurale bacteriefilter	1 stuk
Steriel werkveld	1 stuk

Vraag nu dit startpakket aan via



[Extranet](#) of





[Download](#) het aanvraagformulier

Pijn en sedatie



Onze startpakketten zijn met zorg samengesteld en geschikt voor 3 dagen therapie.

Infuusstartpakket **2002170**

Toedieningsvorm:	epiduraal
Toediening medicatie via:	infuuszak
Infuuspomp:	 Cadd Legacy PCA  Cadd Legacy Solis

Inhoud startpakket	Aantal
Transparante folie 12 x 12 cm	2 stuks
Infusset	1 stuk
Steriele gazen	10 stuks
Non-woven fixatie tape	1 stuk
Alcohol 100 ml	1 stuk
Perifix conn braun 20-24 Fee	1 stuk
Perifix filter pads	1 stuk
Epidurale bacteriefilter	1 stuk
Steriel werkveld	1 stuk

Vraag nu dit startpakket aan via  [Extranet](#) of  [Download](#) het aanvraagformulier

Een handig overzicht van
onze infuuspompen en
startpakketten